

Ameliyat Masasına Monte Kurşun Perde



- ✧ Masaya monteli perde radyasyon kalkanı, anjiyo veya operasyon sırasında doktor ve diğer çalışanları, masa altından gelen ikincil radyasyona karşı korumak için tasarlanmıştır.
- ✧ Metal aksam özel alüminyum kaplaması sayesinde manyetik değildir.
- ✧ İstenildiği takdirde ameliyat masasının her iki tarafına kolayca monte edilebilir
- ✧ Masa aksesuar rayı üzerinde ileri geri kolayca hareket edebilecek yapıda olup, kullanıcıya böylece maksimum güvenlik ve konfor sağlar

- ✧ **Koruma Değeri:** 0,50 mm Kurşun Eşdeğerindedir
- ✧ **Ebat:** 76 cm x 116 cm'dir