



GRAYSHIELD GÖZ KORUYUCU

- ✧ Gözün ön ve yan kısımlarını kaplayacak şekilde dizayn edilmiştir, böylece hastanın mazur kaldığı x-ışınlarını önemli ölçüde azaltmaktadır.
- ✧ Tomografi çekimi sırasında göz retinası ciddi derecede x ışınına maruz kalmaktadır.
- ✧ Ürünler tek kullanımlıktır, böylece bulaşıcı hastalıkların yayılmasını önler
- ✧ Koruyucular baryum sülfattan oluşmaktadır ve evsel atıklar gibi çöpe atılabilir
- ✧ Hipoalerjen yapıştırıcı bantlar sayesinde kolay kullanım ve göze tam uyum sağlar



- ✧ **Koruma Değeri:** 0,07 mm kurşun eşdeğerinde
- ✧ **Boyut:** 1,4 mm kalınlığa sahiptir
- ✧ **Paket içeriği:** 10'lu / 5'li paket seçeneğiyle
- ✧ **Beden:** Her yüz tipine uygundur

- ✧ Uluslararası Radyolojik Koruma Komisyonu (ICRP) tek doz radyasyon bile katarakt gibi görme bozukluklarının başlamasına neden olabileceğini belirtmekte ve daha önce bilinenin aksine lenslerin radyasyona karşı çok daha hassas olabileceğini vurgulamaktadır.

CE 0598

