



## GRAYSHIELD TİROİT KORUYUCU

- ✧ Adem elmasının üzerine tam uyacak şekilde dizayn edilmiştir
- ✧ X ışınlarına duyarlı tiroit bezlerinin tomografi ve diğer röntgen çekimlerinde radyasyondan korunmasını sağlar
- ✧ Ürünler tek kullanımlıktır, böylece bulaşıcı hastalıkların yayılmasını önler
- ✧ Koruyucular baryum sülfattan oluşmaktadır ve evsel atıklar gibi çöpe atılabilir



- ✧ **Koruma Değeri:** 0,125 mm kurşun eşdeğerinde
- ✧ **Boyut:** 1,4 mm kalınlığa sahiptir
- ✧ **Paket içeriği:** 10'lu / 5'li paket seçeneğiyle

**CE 0598**

