

Hareketli Koruyucu Kurşun Perde



- ✦ Paravan eşdeğerinde kullanım sunar
- ✦ İstenilen ölçü ve ebatlarda yapılabilmektedir
- ✦ Standart en ölçüsü 120 cm'dir, bu uzunluğu geçen taleplerde üretim çift parça olarak yapılabilmektedir
- ✦ Frenli tekerlekleri sayesinde kolay kullanım sağlar

- ✦ **Koruma Değeri:** 0,25 mm - 0,35 mm - 0,50 mm - 1,00 mm Kurşun eşdeğerinde seçenekleriyle

Renk Seçeneklerimiz :

