




Hasta Periapikal Radyasyon Koruyucu Önlük

- ❖ Önden gelen ışıklardan korunmak için ideal
- ❖ Oturan hastalarda kullanılmak üzere tasarlanmış
- ❖ Koruyucu önlük kendinden tiroit korumasına sahip olup herhangi bir ekstra tiroit koruyucusuna ihtiyaç duyulmamaktadır
- ❖ Tiroit bölgesindeki cırt bant ile kolayca sabitleme
- ❖ Periapikal çekimlerde kullanılmak üzere uygundur
- ❖ Omuzlardaki asma aparatları sayesinde uzun süreli kullanıma uygundur
- ❖ Standart boy uzunluğu 60x100 cm'dir.

Koruma Oranı: 0,35 mm veya 0,50 mm kurşun eşdeğerinde

Renk Seçeneklerimiz



CE 0598

SGS

**ISO 9001
2015
CERTIFIED**

AKTİF DİŞ TİCARET
Altunizade Mah. Kuşbakışı Cad.
Aşuroğlu Sitesi D/Blok 29/1-2 Üsküdar/İstanbul
Tel: +90 216 4744648
Fax: +90 216 4744819
www.aktifxray.com.tr | satis@aktifxray.com.tr