

Masa için Koruyucu Perdeler



- ✧ Eyer tipi koruyucu kurşun perdelerimizin istenilen ölçülerde üretimi yapılmaktadır
- ✧ Masa ölçülerinizi En X Boy X Yükseklik ve Saçak Adedi şeklinde bildirerek teklif alabilirsiniz
- ✧ Üst üste bindirilen panel sistemi sayesinde kolayca açılıp kapanma özelliğine sahiptir
- ✧ Ameliyathanelerde C Kollu Röntgen Tüpü kullanımına son derece uygundur.



- ✧ **Koruma Değeri:** 0,25 mm – 0,35 mm – 0,50 mm
Kurşun Eşdeğeri seçenekleri mevcuttur
- ✧ **Ebat:** Özel ölçü ile üretilmektedir